



# NanoRepro Antigen Schnelltest

zum Nachweis von SARS-CoV-2

Der SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest ist ein immun-chromatographischer In-vitro-Test für den direkten und qualitativen Nachweis von viralen SARS-CoV-2-Antigenen durch einen vorderen Nasenabstrich.



✓ FÜR LAIEN UND PRIVATANWENDER ZUGELASSEN

✓ HOHE KLINISCHE SENSITIVITÄT VON 99,33%, SPEZIFITÄT VON 97,33%

✓ NIEDRIGE NACHWEISGRENZE (LOD) VON 30 TCID /ML

✓ IDENTIFIZIERUNG EINER AKUTEN INFEKTION

✓ BFARM GELISTET (SONDERZULASSUNG NR. 5640-S-096/21)

✓ ERGEBNISSE IN 15 MINUTEN; ERGEBNIS LEICHT ABZULESEN

✓ PROBENMATERIAL: ANTERIO NASAL (VORDERER NASENBEREICH)

[www.bieglosan.de](http://www.bieglosan.de)  
[info@bieglosan.de](mailto:info@bieglosan.de)  
+49 40 401130000



BIEGLO GmbH  
Bahnenfelder Straße 242  
22765 Hamburg, Germany

## PRODUKTDDETAILS


PRODUKT	Viomed NanoRepro Antigen Schnelltest
PZN	PZN 17306631
BFARM #	5640-S-096/21
VERPACKUNG	5 Tests je Packung
PROBEN	Anterio Nasal
LAGERUNG	Raumtemperatur
INHALT	5 Tests/Packung Testkassetten steriler Tupfer Probenröhrchen inkl. Puffererlösung und integriertem Tropfer

Erkennt zuverlässig auch alle aufgetretenen Virusmutationen.

## HERSTELLER

**VIOMED**

**NanoRepro AG**  
Untergasse 8  
35037 Marburg, Germany  
[www.nanorepro.com](http://www.nanorepro.com)  
[info@nanorepro.com](mailto:info@nanorepro.com)



Zugelassen und gelistet beim



Bundesinstitut  
für Arzneimittel  
und Medizinprodukte

Erhältlich auf  
[www.bieglosan.shop](http://www.bieglosan.shop)

[www.bieglosan.de](http://www.bieglosan.de)  
[info@bieglosan.de](mailto:info@bieglosan.de)  
+49 40 401130000



**BIEGLO GmbH**  
Bahnenfelder Straße 242  
22765 Hamburg, Germany